

# BATERIA

## CARDIAC REF. 9146

**CÓD:** 252301810287

### DESCRIPCIÓN

Una sola batería de grado médico alimenta su DEA de Powerheart. Fácil de mantener y ayuda a asegurar que su dispositivo está listo para proporcionar una terapia de Desfibrilación de grado profesional.

Para su uso con los AED G3 y G3 Plus, esta batería de litio Intellisense incluye una garantía completa de reemplazo de 4 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión de salida: 12 V de CC
- Baterías no recargables
- Contenido de litio: 9,2 g
- Número de descargas: 290 descargas
- Dimensiones:
- Ancho: 7
- Alto: 5
- Largo: 23,5

### EMPAQUE

- Unidad

### APROBACIONES

Este equipo cumple los requisitos básicos de la directiva 93/ 42/CEE relativa a los productos sanitarios Clasificación de CSA Internacional de los riesgos mecánicos, de descarga eléctrica e incendio solamente según las normas: UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 n.º 601.1-M90, EN60601-1 y EN60601-2-4. Cumple la norma UL60601-1 de UL. Certificación según la norma C22.2 n.º 601.1-M90 de CAN/ CSA..



### GARANTÍA

**4 años**, ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo: [contacto@steelprosafty.com](mailto:contacto@steelprosafty.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

### ADVERTENCIA

- Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.
- Batería no recargable.
- En caso de recargar la batería, existe riesgo de Explosión o incendio.
- Contenido presurizado. No se debe recargar, cortocircuitar, perforar, deformar ni exponer a temperaturas superiores a 65 °C (149 °F).
- Retire la batería cuando se haya descargado.
- Recicle o deseche la batería de litio según la legislación federal, estatal y local.
- Para evitar el riesgo de incendio y explosión, no queme ni incinere la batería